



FICHA TÉCNICA

Página 1 de 2

Nome do produto: Avental Cirúrgico MedicalLog

Código: SB-2093

Descrição: Avental de uso único, confeccionado em SMS com filtração bacteriológica, costurado, com gramatura de 50 g/m², com gola cirúrgica (redonda), manga longa com corte normal, punho de malha canelada, com fechamento em velcro (altura da pescoço) e tiras nas costas (altura da cintura). Possui cartão para transferência asséptica. Dobrado de forma asséptica. Produto estéril, atóxico, hipoalergênico, não inflamável, apirogênico. Repelente a água e álcool. Possui dupla embalagem e toalha de mão. Proibido Reprocessar.

Composição: SMS com barreira bacteriológica de gramatura 50g/m².

Especificações:

Tamanhos: G

Uso: Descartável

Embalagem: Pacote grau cirúrgico com 01 unidade de avental e 01 toalha de mão (com segunda embalagem)

Instrução de Uso:

Indicação de uso: Indicado para cirurgias, em que há proteção física e bacteriológica por parte do usuário e paciente.

Modo de Uso: 1 – Abra a embalagem primária do avental, colocando sobre a mesa.

2 – Abra o invólucro (cobertura de mesa) sobre a mesa de forma a expor a toalha de mão.

3 – Realize a lavagem das mãos.

4 – Seque as mãos de forma asséptica (dos dedos para o braço) com a toalha de mão absorvente. Descartar a toalha de mão absorvente em lixo apropriado.

5 – Posicionar as mãos dentro das mangas do avental (ele estará dobrado de forma asséptica) ainda sobre a mesa, com as mãos encaixadas trazer o avental nas alturas dos ombros.

6- Forçar a entrada das mãos na abertura das mangas de forma em que o avental abra. Não encostar em nenhum objeto e não encostar o avental no chão.

7 – Um auxiliar deve realizar o fechamento do avental, puxando pela lapela até ajuste das mangas e ombros. O mesmo deve acionar o velcro e em seguida fechar com um laço as fitas traseiras.

8 – Colocar luvas estéreis de forma asséptica, de forma que cubra o punho de malha com as luvas.

9 – Para o fechamento final frontal, o tag que está posicionado na frente com duas fitas será retirado. A fita do lado esquerdo, o profissional que está usando o avental deve retirá-la. Para liberar a outra fita, entregue o tag para o seu auxiliar que estará posicionado a sua esquerda, proceder um giro para a direita. Segurar a ponta da fita em que está presa o tag, o auxiliar deve puxar o tag e o profissional deve, com as duas pontas das fitas, proceder um laço.

Condições de Armazenamento / Transporte: Armazenar / Transportar o produto na embalagem original, em local seco e ao abrigo de luz. Não há parâmetros específicos de temperatura e umidade.

Condições de Manipulação: Para manipulação utilizar técnicas assépticas, incluindo lavagem de mãos. Descartar em local apropriado, conforme as características da contaminação do produto e conforme a legislação vigente.

Advertências / Precauções / Contraindicações: Não utilizar o produto se houver presença de corpo estranho, sujidades, estiver úmido, com alteração na coloração ou rasgos. A esterilidade se mantém somente com a embalagem fechada e intacta. Não reutilizar. Não re-esterilizar.



FICHA TÉCNICA

Página 2 de 2

Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

Fabricado e distribuído por:

Medical Log Comercio e Indústria de Produtos Médicos Ltda

CNPJ: 20.541.898.0001-12

Rua das Castanheiras 200, Galpão 94 – Hortolândia – SP – CEP 13.187-065

Responsável Técnico: Débora Rodrigues Gazeta – CRF/SP 54468

AFE nº: HX21888L0M68 (8.13255.4)

Anvisa nº 81325540007