



FICHA TÉCNICA

Nome do produto: Máscara Cirúrgica Tripla MedicalLog

Código: BS-005

Registro Anvisa: 81325540008

Descrição: Máscara tripla de uso único, confeccionado em TNT (Tecido Não Tecido) com laudo BFE aprovado com taxa de filtração > 95% de eficiência bacteriológica, clipe nasal, costurado, com 3 pregas, com fechamento em elástico. Produto não estéril, atóxico, não inflamável, hipoalergênico, apirogênico. Proibido Reprocessar.

Composição: 3 camadas de Tecido Não Tecido (TNT) 100% polipropileno, com camada do meio de filtro meltblown.

Especificações

Dimensão: Corpo: 17 cm (comprimento) x 9 cm (largura).

Tamanhos: Único

Uso: Descartável

Cor: Branco

Embalagem: Caixa com 50 unidades

Instrução de uso:

Indicação de uso: Ideal para proteção e segurança do usuário contra as patologias de transmissão aérea por gotículas e patologias causadas por bactérias, que possam atingir as vias respiratórias através da boca e nariz. Proteção contra a projeção ao ambiente de fluídos da boca e nariz.

Princípio de funcionamento: Possui 3 camadas, uma camada de filtro de alta densidade no meio que garante isolamento bacteriológico ao filtrar o ar do ambiente. E outras duas camadas (interna e externa) de tecido não tecido (TNT) que proporcionam resistência a máscara e proteção contra fluidos corporais internos e externos.

Modo de Uso: Abrir a embalagem. Retirar uma unidade de máscara da embalagem. Abrir a máscara de forma asséptica em que os elásticos fiquem para trás. Proceder o fechamento do elástico atrás da orelha. Ajustar as pregas no rosto. Após uso proceder o descarte em local apropriado.

Condições de Armazenamento / Transporte: Armazenar / Transportar o produto na embalagem original, em local seco e ao abrigo de luz. Não há parâmetros específicos de temperatura e umidade.

Condições de Manipulação: Para manipulação utilizar técnicas assépticas, incluindo lavagem de mãos. Descartar em local apropriado, conforme as características da contaminação do produto e conforme a legislação vigente.

Advertências / Precauções / Contraindicações: Não utilizar o produto se houver presença de corpo estranho, sujidades, estiver úmido, com alteração na coloração ou rasgos. Não reutilizar.

Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação

Fabricado e distribuído por:

Medical Log Comercio e Indústria de Produtos Médicos Ltda

CNPJ: 20.541.898.0001-12

Rua das Castanheiras 200, Galpão 94 - Hortolândia - SP
CEP 13.187-065

Responsável Técnico: Aline Rocha de Andrade Oliveira
CRF/SP 56268

AFE nº: HX21888L0M68 (8.13255.4)